


Monomethyl-Histone H4-R3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper | P62805 | Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000403



Einführung

Hochspezifischer kaninchener polyklonaler Antikörper, der monomethyliertes Arginin 3 von humanem Histon H4 (SWISS P62805) erkennt. Validiert für Western Blot, Immunhistochemie, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte und vorhergesagt breiten Arten. Unterstützung der epigenetischen Forschung und IVD-Testentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-Histone H4-R3 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; MonoMethyl-Histone H4-R3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H4
GenID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches monomethyliertes Peptid rund um R3 von humanem Histon H4 (NP_003529.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P62805
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel