


Monomethyl-Nono/P54Nrb (R357/R365) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Q15233) Für Wb, If/Icc, Elisa

Artikelnummer: CM0000368



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen monomethyliertes R357/R365 von humanem NONO/p54nrb (UniProt Q15233). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Ratte. Ideal für die Erforschung der Rolle von NONO beim Spleißen, in Paraspeckles, der DNA-Reparatur und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MonoMethyl-NONO/p54nrb-R357/R365 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; MonoMethyl-NONO/p54nrb-R357/R365
Spezies	Mensch
GeneID (human)	4841
GeneID	4841
Immunogen	Synhetisches Peptid Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um R357 & R365 von humanem NONO/p54nrb (Q15233).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q15233
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel