

Monomethyl-Uhrf1-K385 Kaninchen Pab (Q96T88) - Epigenetik-Antikörper Für Wb, Db, Elisa

Artikelnummer: CM0000232



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für monomethyliertes UHRF1 an K385 (Q96T88). Validiert für Western Blot, Dot Blot und ELISA in humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für DNA-Methylierungs- und Chromatinstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MonoMethyl-UHRF1-K385 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95; MonoMethyl-UHRF1-K385
Spezies	Human
GeneID (human)	29128
GeneID	29128
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um K385 von humanem UHRF1 (NP_001041666.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96T88
Protein-Gewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel