


Monomethyl-Yap1-K342 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P46937) Für Wb Und Elisa

Artikelnummer: CM0000259



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der spezifisch monomethyliertes YAP1 an Lysin 342 erkennt. Ideal für WB- und ELISA-Anwendungen in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Erkenntnisse zur Hippo-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	MonoMethyl-YAP1-K342 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; MonoMethyl-YAP1-K342
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10413
GenID	10413
Immunogen	Ein synthetisches monomethyliertes Peptid um K342 von humanem YAP1 (NP_001123617.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46937
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel