


Morf4L1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ubu8

Artikelnummer: CM0026940



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen MORF4L1 (MRG15). Validiert für WB und ELISA mit Reaktivität gegen Human, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Chromatinregulation und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MORF4L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Eaf3; MEAF3; MRG15; FWP006; S863-6; HsT17725; MORFRG15; MORF4L1
Spezies	Mensch
GenID	10933
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-100 von humanem MORF4L1 (NP_006782.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBU8
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel