

Maus Anti-Menschliches Cd11B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P11215

Artikelnummer: CM0012060



Einführung

-konjugierter Maus anti-menschlicher CD11b monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Targetet Integrin alpha-M (ITGAM), einen Leukozytenadhäsionsrezeptor der angeborenen Immunität. Geeignet für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus anti-menschliches CD11b mAk
Bemerkungen/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Spezies	Mensch
GeneID	3684
Immunogen	Ein synthetisiertes Peptid abgeleitet von humanem CD11b
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DFZ
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11215
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Eisbeutel