

Maus-Anti-Human-Cd11B Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P11215

Artikelnummer: CM0011932



Einführung

-konjugierter monoklonaler Mausantikörper gegen humanes CD11b (Integrin alpha-M). Geeignet für Durchflusszytometrie-Anwendungen, kreuzreagiert mit human. Ideal für immunologische Forschung zu Adhäsion und Phagozytose von Monozyten/Makrophagen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-anti-Human-CD11b mAb
Bemerkungen/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Spezies	Human
Gen-ID	3684
Immunogen	Synthetisches Peptid, abgeleitet von humanem CD11b
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P11215
Proteingewicht	127kDa
Versand	Eisbeutel