

Maus Anti-Mensch Cd11C Monoklonaler Antikörper Für Fc - P20702

Artikelnummer: CM0011473



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD11c (Integrin alpha-X), konjugiert mit . Validiert für Durchflusszytometrie (FC), ideal für die Untersuchung der Adhäsion von Monozyten und Granulozyten sowie Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Maus anti-Mensch CD11c mAk
Bemerkungen/Alias	CD11C; SLEB6
Spezies	Mensch
GenID	3687
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen CD11c.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20702
Proteinmasse	128 kDa
Versand	Eisbeutel