

## Maus Anti-Mensch Cd15/Ssea-1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P22083

Artikelnummer: CM0009843

### Einführung

-konjugierter maus monoklonaler Antikörper gegen humanes CD15/SSEA-1 für die Durchflusszytometrie. Erkennt das Lewis-X-Glykan-Epitop auf Glykoproteinen; nützlich für die Untersuchung der Expression von Oberflächenmarkern bei Stammzellen und myeloischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Maus anti-Mensch CD15/SSEA-1 mAk                               |
| Bemerkungen/Alias | LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV                 |
| Spezies           | Mensch                                                         |
| GenID (Mensch)    | 2526                                                           |
| GenID             | 2526                                                           |
| Immunogen         | Ein synthetisiertes Peptid abgeleitet von humanem CD15/SSEA-1. |
| Quelle            | Maus                                                           |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                         |
| Anwendung         | FC                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                         |
| SWISS             | P22083                                                         |
| Proteingewicht    | 59 kDa                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                      |