

Maus-Anti-Human Cd15/Ssea-1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P22083

Artikelnummer: CM0009496

Einführung

-konjugierter Maus-monoklonaler Antikörper, der humanes CD15/SSEA-1 (FUT4) für die durchflusszytometrische Analyse anvisiert. Validiert für menschliche Proben, erkennt Lewis-X-Antigen, Schlüssel in der Leukozytenbiologie und Stammzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-anti-Human CD15/SSEA-1 mAb
Bemerkungen/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Spezies	Mensch
Gen-ID	2526
Immunogen	Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von humanem CD15/SSEA-1
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P22083
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel