


Maus-Monoklonaler Anti-Human-Cd1A-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P06126

Artikelnummer: CM0010103



Einführung

-konjugierter monoklonaler Maus-Antikörper gegen humanes CD1a, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet zum Nachweis von CD1a auf Thymozyten, Langerhans-Zellen und dendritischen Zellen in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-Anti-Human-CD1a-mAk
Bezeichnungen/Alias	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	909
GeneID	909
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisiertes Peptid, das von humanem CD1a abgeleitet ist.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06126
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku