

Maus Anti-Humanes Cd3 Monoklonaler Antikörper Für Fc Und In-Vitro-T-Zell-Stimulation - P07766

Artikelnummer: CM0009312



Einführung

Maus monoklonaler Antikörper gegen die menschliche CD3-Epsilon-Kette. Validiert für Durchflusszytometrie und in-vitro-T-Zell-Stimulation/Aktivierung. Reagiert mit humanem CD3. Geeignet für Immunologie- und T-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus anti-humanes CD3 mAk
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E-Antigen
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	916
GenID	916
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, in-vitro-T-Zell-Stimulation/Aktivierung
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07766
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel