

Maus Anti-Menschlicher Cd3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P07766

Artikelnummer: CM0010517



Einführung

Maus anti-menschlicher CD3 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie, gerichtet gegen die CD3-Epsilon-Kette (P07766). Ermöglicht zuverlässige Detektion von T-Lymphozyten in Diagnostik und Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus anti-menschlicher CD3 mAk
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	916
Immunogen	Rekombinantes Protein des menschlichen CD3
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07766
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel