

Maus-Anti-Humaner-Cd56-(Ncam1)-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P13591

Artikelnummer: CM0011020



Einführung

Monoklonaler Mausantikörper gegen humanes CD56 (NCAM1), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Immunphänotypisierung, Stammzellforschung und Anwendungen in der Neurowissenschaft. Erkennt ein Zelladhäsionsmolekül, das an der neuronalen Entwicklung und dem Viruseintritt beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Monoklonaler Maus-anti-humaner-CD56-Antikörper
Bemerkungen/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4684
GeneID	4684
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen CD56
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13591
Proteingewicht	40 kDa/73 kDa/80 kDa/83 kDa/93 kDa/95 kDa
Versand	Kühlakku