

Maus-Anti-Maus/Ratte-CD90.1-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01831

Artikelnummer: CM0008298

Einführung

-konjugierter monoklonaler Maus-Anti-Maus/Ratte-CD90.1-(Thy-1)-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt das GPI-verankerte Membran-Glykoprotein, das an der Synaptogenese und an Zell-Zell-Interaktionen beteiligt ist. Geeignet für die neuronale und immunologische Forschung an Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-Anti-Maus/Ratte-CD90.1-mAk
Bemerkungen/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Art	Maus
GeneID (Mensch)	7070
GeneID	21838
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-/Ratte-CD90.1
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P01831
Versand	Kühlakku