


## Maus-Anti-Kaninchen-IgG (Fc) Mab Für Die Durchflusszytometrie - P01870

Artikelnummer: CM0005162



### Einführung

-konjugierter monoklonaler Mausantikörper gegen die Fc-Region von Kaninchen-IgG (P01870). Validiert für den Nachweis von Kaninchen-IgG mittels Durchflusszytometrie in Forschungs- und Diagnoseanwendungen. Spezifisch für die konstante Region von Kaninchen-IgG.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | Maus-anti-Kaninchen-IgG (Fc) mAb                                                                                           |
| Speziesreaktivität | Kaninchen                                                                                                                  |
| Gen-ID (Human)     | 3500                                                                                                                       |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 96-323 von Kaninchen-IgG (Fc) (P01870) enthält |
| Herkunft           | Maus                                                                                                                       |
| Kategorie          | Monoklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung          | FC                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität   | Kaninchen                                                                                                                  |
| SWISS              | P01870                                                                                                                     |
| Proteingewicht     | 35kDa                                                                                                                      |
| Versand            | Eistasche                                                                                                                  |