


Maus Anti-Kaninchen IgG (Fc) Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01870

Artikelnummer: CM0012485



Einführung

-konjugierter muriner monoklonaler Antikörper, der die Kaninchen-IgG-Fc-Region (UniProt: P01870) targetiert, speziell validiert für die Durchflusszytometrie-Detektion von Kaninchen-IgG in verschiedenen Forschungs- und Diagnostikanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus anti-Kaninchen IgG (Fc) mAk
Spezies	Kaninchen
GenID (Mensch)	3500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 96-323 von Kaninchen-IgG (Fc) (P01870) enthält
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Kaninchen
SWISS	P01870
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel