


Maus Anti-Kaninchen IgG (Fc) Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01870

Artikelnummer: CM0004912



Einführung

Hochwertiger, -konjugierter monoklonaler Maus-Antikörper, der gegen die Fc-Region von Kaninchen-IgG (SWISS P01870) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Ideal für Immunoassays und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus anti-Kaninchen IgG (Fc) mAk
Spezies	Kaninchen
GenID (Mensch)	3500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 96-323 von Kaninchen-IgG (Fc) (P01870) entspricht
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Kaninchen
SWISS	P01870
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel