


Maus Anti-Kaninchen IgG (Fc) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01870

Artikelnummer: CM0010034



Einführung

-konjugierter monoklonaler Maus-Antikörper, der gegen die Fc-Region von Kaninchen-IgG (UniProt P01870) gerichtet ist. Ideal für die Durchflusszytometrie und gewährleistet eine spezifische Detektion mit einem mittels rekombinanten Proteins validierten Immunogen. Hohe Qualität für die Entwicklung von Immunoassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus anti-Kaninchen IgG (Fc) mAk
Spezies	Kaninchen
GenID (Mensch)	3500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 96-323 von Kaninchen-IgG (Fc) (P01870) entspricht
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Kaninchen
SWISS	P01870
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel