


Maus-Anti-Kaninchen-IgG (Fc) Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01870

Artikelnummer: CM0006837



Einführung

Hochspezifischer, -konjugierter monoklonaler Maus-Antikörper gegen die Fc-Region von Kaninchen-IgG (P01870). Validiert für die Durchflusszytometrie; ideal zum Nachweis von Kaninchen-Immunglobulinen in Immunoassays und immunofluoreszenzbasierten Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-anti-Kaninchen IgG (Fc) mAk
Spezies	Kaninchen
Gen-ID (Human)	3500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 96-323 von Kaninchen-IgG (Fc) (P01870) enthält
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Kaninchen
SWISS	P01870
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel