

## Maus-Anti-Kaninchen-IgM-(Fc)-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Fc) - P03988

Artikelnummer: CM0010952

### Einführung

Monoklonaler Maus-Antikörper gegen die Fc-Region von Kaninchen-IgM, konjugiert mit für die Durchflusszytometrie. Erkennt die konstante Region der schweren Mu-Kette des Kaninchen-Immunglobulins (P03988). Reagiert spezifisch mit Kaninchen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter        | Wert                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname      | Maus-Anti-Kaninchen-IgM-(Fc)-mAk                                                                                       |
| Spezies          | Kaninchen                                                                                                              |
| Immunogen        | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 107-458 von Kaninchen-IgM (Fc) (P03988) entspricht |
| Quelle           | Maus                                                                                                                   |
| Kategorie        | Monoklonale Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung        | Durchflusszytometrie (FC)                                                                                              |
| Kreuzreaktivität | Kaninchen                                                                                                              |
| SWISS            | P03988                                                                                                                 |
| Proteingewicht   | 52 kDa                                                                                                                 |
| Versand          | Kühlakku                                                                                                               |