

Maus-Anti-Kaninchen-IgM (Fc) Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P03988

Artikelnummer: CM0006983

Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper (-Konjugat), spezifisch für die Fc-Region von Kaninchen-IgM. Rekombinantes Immunogen (aa 107-458, P03988). Validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Entwicklung von Diagnoseassays und die Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-Anti-Kaninchen-IgM (Fc) mAb
Spezies	Kaninchen
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 107-458 von Kaninchen-IgM (Fc) (P03988) enthält
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Kaninchen
SWISS	P03988
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel