

Maus Anti-Kaninchen Igm (Fc) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P03988

Artikelnummer: CM0004833

Einführung

Maus-monoklonaler, mit konjugierter Antikörper spezifisch für die Kaninchen-IgM-Fc-Region (P03988). Geeignet für Durchflusszytometrie, keine Kreuzreaktivität mit anderen Spezies. Ideal für den Nachweis von Kaninchen-Immunoglobulin in Forschungs- und Diagnostikassays.

[Mehr erfahren](#)

Merkmal	Wert
Produktname	Maus Anti-Kaninchen IgM (Fc) mAk
Spezies	Kaninchen
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 107-458 von Kaninchen-IgM (Fc) (P03988) enthält
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Kaninchen
SWISS	P03988
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel