

Maus-B-Zellen-Panel - Rk40010

Artikelnummer: CM0008582

Einführung

Maus-B-Zellen-Panel, eine Sammlung von monoklonalen Antikörpern für die Durchflusszytometrie (FC) von Maus-B-Zellen. Validiert für Mausproben, geeignet für Immunphäotypisierung und Forschung. Bezogen von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-B-Zellen-Panel
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Eisbeutel