

Maus IgG 1 Isotypkontrolle - Durchflusszytometrie-Isotypkontrolle

Artikelnummer: CM0009180

Einführung

Maus IgG 1 Isotypkontrolle, gewonnen aus der Maus, ist ein monoklonaler Antikörper, der für die Durchflusszytometrie (FC) als negative Kontrolle konzipiert ist, um unspezifische Bindung in Forschungsanwendungen zu bewerten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Maus IgG 1 Isotypkontrolle
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Kühltasche