

Maus-Igg1-Isotypkontrolle - Isotypkontrolle

Artikelnummer: CM0009395

Einführung

Monoklonaler Maus-IgG1-Isotypkontrollantikörper für die Durchflusszytometrie. Aus der Maus gewonnen und zur Messung der unspezifischen Bindung in FC-Assays entwickelt, um eine genaue Gating- und Hintergrundbewertung zu gewährleisten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-IgG1-Isotypkontrolle
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Kühlpack