

Mouse IgG 1 Isotyp-Kontrolle - Isotyp-Kontrolle

Artikelnummer: CM0009303

Einführung

Die Mouse IgG 1 Isotyp-Kontrolle ist ein monoklonaler Antikörper, konjugiert mit , zur Verwendung als Negativkontrolle in Durchflusszytometrie-Experimenten. Hergestellt aus der Maus, gewährleistet sie ein präzises Gating und eine zuverlässige Bewertung des Hintergrunds.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mouse IgG 1 Isotyp-Kontrolle
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Eisbeutel