

Mouse IgG 1 Isotypkontrolle

Artikelnummer: CM0005413

Einführung

Mouse IgG 1 Isotypkontrolle, ein monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Ideal zur Ermittlung der Hintergrundfärbung in FC-Assays, gewonnen aus Maus mit rekombinantem Immunogen. Auf Eisbeutel versandt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mouse IgG 1 Isotypkontrolle
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Eisbeutel