

Maus-Igg-2A-Isotypkontrolle -

Artikelnummer: CM0011618

Einführung

Maus-IgG-2a-Isotypkontrolle für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC).
Rekombinantes Protein als Immunogen, monoklonaler Mausantikörper. Ideal zur Bewertung von Hintergrundfärbung und unspezifischer Bindung in Immunfluoreszenzstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-IgG-2a-Isotypkontrolle
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Kühlpack