

Maus-Igg-2A-Isotypkontrolle

Artikelnummer: CM0012522

Einführung

Die Maus-IgG-2a-Isotypkontrolle ist ein monoklonaler Antikörper aus der Maus, der zur Verwendung als Isotypkontrolle in der Durchflusszytometrie (FC) entwickelt wurde. Sie hilft dabei, spezifische von unspezifischer Bindung zu unterscheiden und gewährleistet dadurch genaue Versuchsergebnisse. Versand in Kühlbeuteln.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Maus-IgG-2a-Isotypkontrolle
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Kühlbeutel