

Mouse IgG 2A Isotypenkontrolle - Isotypenkontrolle

Artikelnummer: CM0010304

Einführung

Der Mouse IgG 2a Isotypenkontrolle ist ein monoklonaler Antikörper aus Maus, der als Negativkontrolle für die Durchflusszytometrie (FC) konzipiert ist. Er hilft, ein genaues Gating sicherzustellen und Hintergrundfärbungen in Forschungsassays zu eliminieren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mouse IgG 2a Isotypenkontrolle
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Eisbeutel