

Maus IgG 2A Isotypkontrolle

Artikelnummer: CM0009392

Einführung

Die Maus IgG 2a Isotypkontrolle ist ein monoklonales Antikörperkonjugat, das für Anwendungen der Durchflusszytometrie (FC) entwickelt wurde. Sie dient als Negativkontrolle zur Bewertung unspezifischer Bindung und Hintergrundfärbung in Maus IgG 2a-basierten Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus IgG 2a Isotypkontrolle
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Eisbeutel