

Maus-Igg 2B Isotyp-Kontrollantikörper - A25491

Artikelnummer: CM0008090

Einführung

Maus-monoklonaler IgG2b-Isotyp-Kontrollantikörper für die Durchflusszytometrie. Validiert für Mausproben; dieser Antikörper bewertet unspezifische Bindung in Immunoassays und der diagnostischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-IgG 2b Isotyp-Kontrolle
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Eisbeutel