

Mouse IgG 2C Isotypenkontrolle - A26280

Artikelnummer: CM0005551

Einführung

-konjugierte monoklonale Maus-IgG2c-Isotypenkontrolle für Durchflusszytometrie (FC). Wird zur Beurteilung der unspezifischen Bindung und des Hintergrunds verwendet. Rekombinantes Proteinimmunogen, Maus als Quelle. Versand auf Eis. Validierung in Ihrem System.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mouse IgG 2c Isotypenkontrolle
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Eisbeutel