

Maus-Igg1-Isotyp-Kontrolle

Artikelnummer: CM0011627

Einführung

-konjugierter monoklonaler Maus-IgG1-Isotyp-Kontrollantikörper für Durchflusszytometrie-Anwendungen (FC). Hergestellt in der Maus, Immunogen rekombinantes Protein. Ideal zur Bestimmung der Hintergrundfärbung in der IVD-Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-IgG1-Isotyp-Kontrolle
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Versand	Eisbeutel