

Maus Lins1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Lins1

Artikelnummer: CM0016913

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Maus-LINS1 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Detektiert endogenes LINS1 in Maus- und Rattenproben; sagt Bänder bei 55 kDa und 85 kDa voraus. Geeignet für neurologische und entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LINS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Lins; Lins2; Wins2; 2700083B01Rik; LINS1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	55180
Gen-ID	72635
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Maus-LINS1 (NP_690028.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
Proteingewicht	55kDa/85kDa
Versand	Eisbeutel