

Maus-Mdsc-Panel Monoklonaler Antikörper - Maus-Mdsc-Panel

Artikelnummer: CM0006243

Einführung

Das Mouse MDSC Panel ist ein Cocktail monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie-Analyse von myeloiden Suppressorzellen der Maus. Es bietet spezifische Reaktivität für Mausproben und unterstützt die immunologische Forschung und die Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-MDSC-Panel
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Eisbeutel