

Maus-T-Zell-Panel Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Maus-T-Zell-Panel

Artikelnummer: CM0004460

Einführung

Der monoklonale Antikörper für das Maus-T-Zell-Panel wurde für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC) entwickelt und zielt spezifisch auf Maus-T-Zellen ab. Dieses Produkt ist ideal für die Immunphänotypisierung und die Forschung an Maus-T-Zell-Subpopulationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Maus-T-Zell-Panel
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Eisbeutel