

Maus T/Nk-Panel - Rk40003

Artikelnummer: CM0004706

Einführung

Das Maus T/NK-Panel umfasst monoklonale Antikörper zur Charakterisierung von Maus-T- und NK-Zellen. Es wird auf Eis versandt und ist ein grundlegendes Werkzeug für die Immunphänotypisierung und die Entwicklung von Immunoassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus T/NK-Panel
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Versand	Eisbeutel