

Maus-Treg-Panel Monoklonale Antikörper Für Durchflusszytometrie - Maus-Treg-Panel

Artikelnummer: CM0012180

Einführung

Hochwertige monoklonale Antikörper des Maus-Treg-Panels aus Kaninchen für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Detektion und Analyse von regulatorischen T-Zellen der Maus. Zuverlässiges IVD-Rohmaterial von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Maus-Treg-Panel
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Eisbeutel