

Maus-Treg-Panel Monoklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Die Durchflusszytometrie - Maus-Treg-Panel

Artikelnummer: CM0008509

Einführung

Maus-Treg-Panel monoklonaler Antikörper (Kaninchen) speziell für die Durchflusszytometrie (FC)-Analyse von regulatorischen T-Zellen der Maus. Ideal für die immunologische Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-Treg-Panel
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Kühlakkupack