

Polyklonaler Kaninchenantikörper Gegen Murines Ubn2 - Ubn2

Artikelnummer: CM0016970

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen murines UBN2 (NP_796159.3), hergestellt gegen ein synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-100. Geeignet für Western Blot und ELISA, mit berichteter Kreuzreaktivität gegenüber humanem UBN2. Die vorhergesagten Molekulargewichte liegen zwischen 130 und 141 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UBN2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	mKIAA2030, 2900060J04Rik, 6030408G03Rik, D130059P03Rik, UBN2
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	254048
Gen-ID (Maus)	320538
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des murinen UBN2 (NP_796159.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
Proteingewicht	130 kDa/131 kDa/141 kDa
Versand	Kühlakku