

Maus Wdr33 Kaninchen-Polyclonale Antikörper - Wdr33

Artikelnummer: CM0012912

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen Maus-WDR33, validiert für WB und ELISA.

Kreuzreagiert mit menschlichem und Ratten-WDR33 und erkennt Isoformen bei 30, 38 und 145 kDa. Ideal für Proteinforschung und diagnostische Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WDR33 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	WDC146; 1110001N06Rik; 2310011G05Rik; 2810021O11Rik; 8430413N20Rik; WDR33
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	55339
Gen-ID	74320
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-208 von Maus-WDR33 enthält (NP_001164437.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
Proteingewicht	30 kDa/38 kDa/145 kDa
Versand	Eisbeutel