


Mpc1 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Y5U8

Artikelnummer: CM0023902



Einführung

MPC1 Kaninchen-Polyklonales Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf den mitochondrialen Pyruvat-Carrier 1 ab, vermittelt die Pyruvataufnahme und ist essenziell für den zellulären Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MPC1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MPYCD; BRP44L; CGI-129; SLC54A1; MPC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51660
Gen-ID	51660
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-109 des menschlichen MPC1 entspricht (NP_057182.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5U8
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel