

Mphosph6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99547

Artikelnummer: CM0014413



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MPHOSPH6 (MPP6), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten MPHOSPH6. Nützlich für die Untersuchung der RNA-Exosom-Funktion und der rRNA-Prozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MPHOSPH6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MPP; MPP6; MPP-6; MPHOSPH6
Spezies	Human
GeneID (Human)	10200
GeneID	10200
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-160 des humanen MPHOSPH6 (NP_005783.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99547
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eistasche