


Mr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q95460

Artikelnummer: CM0030714



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MR1 (Q95460), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von MAIT-Zellen und der Krebs-Immunüberwachung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HLALS; MR1
Spezies	Human
GeneID (Human)	3140
GeneID	3140
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-291 von humanem MR1 (NP_001522.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q95460
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche