


Mrpl1 Kaninchen Pab - Q9Byd6

Artikelnummer: CM0024917



Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen humanes MRPL1 (L1mt, MRP-L1) für Western Blot und ELISA. Erkennt das 39S Ribosomale Protein L1 in Mitochondrien, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Ratte. Geeignet für Studien zur mitochondrialen Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	L1MT; BM022; MRP-L1; MRPL1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	65008
GeneID	65008
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 51-325 des humanen MRPL1 (NP_064621.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9BYD6
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel