


Mrpl34-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq48

Artikelnummer: CM0023035



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MRPL34, ein Protein der großen ribosomalen Untereinheit der Mitochondrien. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zur mitochondrialen Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MRPL34-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	L34mt; MRPL34
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	64981
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 16-92 des humanen MRPL34 (NP_076426.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BQ48
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel