

Mrpl45 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Brj2

Artikelnummer: CM0017283



Einführung

MRPL45 Kaninchen Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Ziel ist mitochondriales großes ribosomales Untereinheitsprotein mL45 für Ribosomenforschung. Zuverlässiges IVD-Rohmaterial.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL45 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Mba1; L45mt; MRP-L45; MRPL45
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	84311
GeneID	84311
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BRJ2
Protein-Gewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel