

Mrps16 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3D3

Artikelnummer: CM0030118



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen das mitochondriale Ribosomenprotein MRPS16. Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges MRPS16. Geeignet für Studien zur mitochondrialen Translation und COXPD2-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S16mt; COXPD2; RPMS16; CGI-132; MRP-S16; MRPS16
Spezies	Mensch
GenID	51021
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 1-137 von humanem MRPS16 (NP_057149.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3D3
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel